

Spezifikationsblatt

Hersteller: Max Mobility, LLC

Anschrift: 5425 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
USA



PushTracker
Rollstuhlaktivitätsüberwachung

Telefon: (615) 953-5350 / Gebührenfrei (800) 637-2980

PushTracker-Modell: 1

Art des geräteinternen Akkus:	Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Nennbetriebsspannung:	3,8 V
Kapazität:	90 mAh
Drahtlosfrequenzbereich:	2,4 GHz (2,4000 bis 2,4835 GHz)
Drahtlose Energieübertragung:	0 dBm bis -23 dBm
Voraussichtliche Lebensdauer (außer Akku):	5 Jahre
Voraussichtliche Lebensdauer des Akkus:	2 Jahre
Mit Bluetooth® LE:	FCC-ID QOQBT113 IC-ID 5123A-BGTBLE113
Wasserbeständigkeit:	IPX4 (spritzwassergeschützt) – Gerät vor dem Duschen ablegen und nicht in Wasser tauchen
Handgelenkumfang:	Klein 114 bis 152 mm Mittel 152 bis 184 mm Groß 184 bis 229 mm
Breite des Bandes:	18 mm
Bandmaterial:	Thermoplastisches Elastomer (TPE) – latexfrei und biologisch vollständig abbaubar
Display:	OLED (64x32 Pixel)

